



### ESCALAPE (LABORATOIRE)

Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases composition :

- 1 lave œil 200 ml de solution PH neutre
- 1 lave œil 500 ml de solution ophtalmique stérile(0,9 % de NaCl)
- 1 support mural avec miroir

la solution PH neutre neutralise les projections de solutions alcalines bases ou acides, stoppe les brulures et ramène le niveau de PH dans l'œil à 7,4 en moins de 20 secondes

le sérum physiologique permet de rincer l'œil après utilisation du PH, température de conservation : + 5/25°

notice pour utilisation simple et rapide

péremption : 3 ans .

### Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence	Prix HT
162541 COFFRET LAVE OEIL MIXTE	-