



ESCALAPE (LABORATOIRE)

Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)
 1 lave œil 200 ml de solution ophtalmique "PH Neutre"
 s'adapte sur toutes les stations murales
 la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil
 usage unique
 léger et peu encombrant
 facilement identifiable
 utilisation simple et prêt à l'emploi
 permet une action rapide
 temps de rinçage : 2 minutes
 scellé assurant l'intégrité du dispositif
 péremption : 3 ans.

Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
20667	LAVE OEIL PH NEUTRE	-